

# Stop-the-bleeding arm trauma **Tina**



Merkblatt

Art. Nr. 7850

Der Trauma-Arm-Simulator ist ein realistisches Trainingsmodell für die obere Extremität, das von den Fingern bis zum Oberarm reicht und für die Ausbildung im Bereich Kampf- und Notfallmedizin entwickelt wurde. Er verfügt über anatomisch korrekte Gefäßverläufe, handgemalte Wunden und ein funktionierendes Blutungssystem für ein realistisches Training der Blutstillung.

Der Simulator reproduziert fünf arterielle Blutungswunden – Eintritts- und Austrittswunden durch Schussverletzungen (Arteria brachialis), eine Quetschwunde mit Blutung der Arteria ulnaris und des Gewebes, eine Selbstverletzungswunde parallel zum Gefäß (Arteria radialis) und eine Stichwunde (Arteria brachialis). Er unterstützt die korrekte Anwendung von Tourniquets am Oberarm gemäß den TCCC-Richtlinien und ermöglicht die Wundversorgung von Austritts- und Stichwunden. Ein innerer zweiteiliger Kern, der am Ellenbogen getrennt ist, ermöglicht eine natürliche Beugung ohne mechanisches Gelenk, während der strapazierfähige Silikonkörper das Weichgewebe realistisch imitiert.

Die unabhängige manuelle Blutungskontrolle ermöglicht eine einstellbare Intensität für jede Wunde.

**Lieferumfang:** Simulator, Blutbeutel, Anschlussstück zum Anbringen des Blutbeutels am Simulator

### Wichtige Spezifikationen:

- + Abmessungen: ca. 65,5 × 11,8 × 13,2 cm
- + Fünf funktionelle arterielle Blutungswunden
- + Training für Tourniquet und Wundpackung
- + Anatomisch korrekte Gefäße und Weichgewebe

