

# BLUTSBRÜDER

## Wound Packing Trainer Set

### Blood Brothers

### Wound packing trainer Set

4 Modelle  
4 Trainers



Merkblatt / Factsheet

Art. Nr. / Item No. 7777

## BLUTSBRÜDER Wound Packing Trainer Set

Unsere neue Serie von Woundpackingtrainern – die „Blutsbrüder“ – setzt neue Maßstäbe beim Training von professionellem Woundpacking. Alle 4 Trainer sehen von außen gleich aus, bieten aber **im Innern unterschiedliche Wunden**, die jeweils die richtige Packing Technik erfordern. Aus körperähnlichem Material gefertigt bieten sie sehr gute Haptik und trotzdem eine hohe Stabilität, so dass sie den Anforderungen im täglichen Training gewachsen sind. Über eine Zuleitung können die Trainer bluten, der Anschluss erfolgt einfach über einen handelsüblichen Luer-Lock Anschluss.



777-1 Bob



777-2 Bill



777-3 Brad



777-4 Ben

### Art. Nr. einzeln aus Blutsbrüder

**Bob** - gerade Wunde: 7777-1

**Bill** - gerade Wunde mit Knochensplintern: 7777-2

**Brad** -schräge Wunde: 777-3

**Ben** - große Wundhöhle: 7777-4

### BLOOD BROTHERS Wound packing trainer Set

Our new series of wound packing trainers – the “Blood Brothers” – sets new standards in professional wound packing training. All four trainers look the same on the outside, but offer **different wounds on the inside**, each requiring the correct packing technique. Made from body-like material, they offer excellent haptics and yet high stability, so that they can withstand the demands of daily training. The trainers can bleed via a supply line, which is easily connected using a standard Luer-Lock connector.

### Item No. individually from the Blood Brothers

**Bob** - straight wound: 7777-1

**Bill** - straight wound with bone splinters: 7777-2

**Brad** - slanted wound: 7777-3

**Ben**- large wound cavity : 7777-4

**EXPERTS  
IN MEDICAL  
EDUCATION**

**Erlor-Zimmer Medical GmbH**

Hauptstrasse 27 · 77886 Lauf · Germany

T +49 7841 / 67191-0 · F +49 07841 / 67191-99

info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

Follow us!

