

DIENSTHUNDE- SIMULATOR K9-MARSHAL

Art.-Nr.: VET4700







Der „Marshal“ Diensthundesimulator stellt einen Belgischen Malinois dar und entspricht in Größe und Gewicht (30kg) einem echten Hund und verfügt über bewegliche Gelenke.

Diensthunde werden in vielen Bereichen bei Militär und Polizei eingesetzt und können wie ihre menschlichen Kameraden im Einsatz verletzt werden. **Marshal hilft beim Training von Tierärzten, K9 Combat First Respondern und Hundeführern.**

Mit Marshal können Sie im Training eine Vielzahl von realistischen Szenarien darstellen.

Hergestellt aus Silikon mit Innenskelett. Körperüberzug aus robustem Material so dass Marshal widrigen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Schmutz ausgesetzt werden kann ohne Schaden zu nehmen.





Marshal bietet die folgenden Eigenschaften:

- 1 Pfoten-Schnittverletzung für Pfotenverband-Training
- 2 Femoralis Puls
- 3 Kleine Einschusswunde für Woundpacking
- 4 Grundlegende Herz-Lungen-Wiederbelebungstechniken (ohne Brustkorbanhebung)
- 5 Robustes Fell aufgrund von Feuerwehrtexilien
- 6 Bewegliche Kopf
- 7 Beweglicher Kiefer für Beißschutz-Training „MUZZLE“
- 8 Offene Nasenlöcher
- 9 Endotracheale Intubation (ohne Brustkorbanhebung)
- 10 Bewegliche Zunge
- 11 Gehäuse mit Bluetooth Lautsprecher (Verschiedene Bell-, Winseln- und Heultöne verfügbar)
- 12 Bewegliche Gelenke
- 13 Amputationsstumpf für Tourniquet-Training

Brustgeschirr und Brille nicht im Lieferumfang enthalten



EXPERTS IN MEDICAL EDUCATION

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Hauptstraße 27 · 77886 Lauf · Germany

T (+49) 7841 / 67191-0 · F (+49) 7841 / 67191-99

info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

Follow us!

