

Puncture Pete – bras d'entraînement à l'injection intraveineuse hyperréaliste

Notre nouveau bras d'entraînement aux injections « Puncture Pete » résout tous les problèmes que vous pourriez rencontrer avec d'autres bras pourraient avoir. Il offre un vaste réseau de veines facilement interchangeables veines de différentes profondeurs, ce qui permet niveaux de difficulté lors de la pratique de la injection IV, ce qui permet d'atteindre un niveau de difficulté élevé.

Les veines suivantes peuvent être ponctionnées:

- Veine dorsale
- Veine céphalique
- Veine basilique
- Veine brachiale (profonde)
- Veine radiale
- Veine antébrachiale médiane
- Veine cubitale
- Veine cubitale médiane

Toutes les veines visibles sur la peau se trouvent exactement sous la structure de la peau et peuvent être ponctionnées. Le système de fluides est capable de simuler un reflux sanguin en cas de ponction veineuse réussie, ce qui donne un feedback immédiat à l'utilisateur. Le bras est fabriqué en silicone souple, résistant mais réaliste, afin de résister à une utilisation répétée et de garantir sa durabilité dans les environnements d'entraînement. Il est flexible et permet un positionnement et une rotation réglables du bras afin de faciliter les différents scénarios d'entraînement et **les préférences des utilisateurs**. Il est bien sûr compatible avec l'équipement IV standard, comme les cathéters, les aiguilles, les tubes à vide et les kits de perfusion. umröhrchen und Infusionssets kompatibel.

Avantages:

- **Une seule personne peut changer la peau en quelques minutes**, en l'enroulant et en la déroulant simplement. Vous allez adorer ce bras, car il vous fait gagner beaucoup de temps.
- **Si vous voyez une veine, vous pouvez la ponctionner!**
Nous avons fait de gros efforts pour nous assurer que la topographie de la surface correspond à un vaisseau «ponctionnable» en dessous. En d'autres termes : Si vous pouvez voir et palper une veine, vous pouvez la piquer et obtenir un reflux sanguin.
- **Plus de bulles d'air dans les veines!** Les bulles d'air entraînent un flashback insuffisant, qui peut amener un apprenant à penser qu'il a échoué alors qu'il a tout fait correctement.
- **Installation rapide et facile des récipients.** Les vaisseaux restent en place lorsque la peau est retirée/installée! Fini le temps où les tubulures étaient pliées et mal orientées. Des languettes de retenue sont intégrées dans la conception du noyau de l'entraîneur pour maintenir les récipients en place pendant l'utilisation et l'entretien.
- **Différents tons de peau.**
Rendez votre entraînement plus réaliste en utilisant des bras avec différentes nuances de peau. Plus le réalisme est grand, plus l'expérience est réelle - plus l'expérience est réelle, plus le transfert de connaissances est important.

