

Stop-the-bleeding arm trauma Tina



Fiche produit

Numéro d'article: 7850

Le simulateur de bras traumatisé est un modèle d'entraînement réaliste du membre supérieur, allant des doigts au bras, conçu pour la formation au combat et aux soins médicaux d'urgence. Il présente des voies vasculaires anatomiquement précises, des blessures peintes à la main et un système de saignement fonctionnel pour un entraînement réaliste au contrôle des hémorragies.

Le simulateur reproduit cinq blessures artérielles hémorragiques: des blessures par balle à l'entrée et à la sortie (artère brachiale), une blessure par écrasement avec hémorragie de l'artère cubitale et des tissus, une blessure suicidaire parallèle au vaisseau (artère radiale) et une blessure par arme blanche (artère brachiale). Il permet d'appliquer correctement un garrot sur le bras conformément aux directives du TCCC et permet de tamponner les blessures par balle et par arme blanche. Un noyau interne en deux parties, séparé au niveau du coude, permet une flexion naturelle sans articulation mécanique, tandis que le corps en silicone durable imite de manière réaliste les tissus mous.

Le contrôle manuel indépendant des saignements permet de régler l'intensité de chaque blessure.

Contenu de la livraison: Simulateur, Poche de sang, Connecteur pour ajouter la poche de sang au simulateur

Caractéristiques principales:

- + Dimensions : environ 65,5 × 11,8 × 13,2 cm
- + Cinq blessures artérielles fonctionnelles
- + Formation au garrot et au comblement des plaies
- + Vaisseaux et tissus mous anatomiquement précis

