



Produkt Information

CARE AND EVACUATION MANIKIN COMBAT CARL

Art. Nr.: T3C





M A R C H

- M** Versorgung massiver Blutungen (Massive Bleeding)
Drei tiefe Wunden können an 7 Punkten angebracht und mit Blutungsmodulen verbunden werden. Woundpacking ist für alle Wunden möglich, ebenso wie die Anwendung von Tourniquets.
- A** Atemwege (Airway)
Atemwegsmanagement mit oro- und nasopharyngealen sowie supraglottischen Atemwegshilfen.
- R** Atmung (Respiration)
Thoraxentlastung in der Monaldi- und Bülau-Position.
- C** Kreislauf (Circulation)
Blutstillung und Gefäßzugang: intravenös im Unterarm, intraossär im Brustbein, Oberarmkopf und proximalen Schienbein mit auswechselbaren Pads.
- H** Unterkühlung / Kopfverletzungen (Hypothermia / Head Injuries)
Austauschbare Augen mit normalen, erweiterten und verengten Pupillen.



Atemwegsmanagement
nasopharyngeal



Atemwegsmanagement
supraglottisch oropharyngeal



Stimme des
Patienten



Austauschbare
Augen



Verletzung im
Bereich des Thorax



Entlastungspunktion
nach Monaldi



Sternal intraossärer
Zugang



Wundver-
sorgung



i.v.
Kanülierung



Thorax-Drainage
in der Bühlau-Position



IO-Zugang
Oberarm



IO-Zugang
Schienbein



TQ-Anlage
(Tourniquet)



Amputationsstumpf Bein
(optional)



Verband-
techniken



Trage-
techniken

Eigenschaften:

- + Gewicht von ca. 65 kg bis 85 kg
- + Realistische Größe 175 cm
- + Robustes PVC-Material
- + Ideal für den Einsatz im Freien unter extremen Bedingungen (Sand, Regen, Schlamm usw.)
- + Wund-Einsätze an 7 Stellen austauschbar
- + Flexible Gliedmaßen für verschiedene Tragetechniken
- + Keine empfindliche Elektronik
- + Made in Germany
- + cABCDE-Schema – Konform
- + XABCDE-Schema – Konform
- + MARCH-Schema – Konform
- + Sprachmodul über Bluetooth (wasserdicht bis zu 1 Meter gemäß IPX7)
- + Austauschbare Augen, 3 Paar (normal, erweitert, verengt)
- + Atemwegsmanagement (oropharyngeal und nasopharyngeal)
- + Stichwunde, Einschuss - und Austrittswunde, Blindabdeckung enthalten
- + Wunden haben eine Blutungsfunktion für manuelle oder automatische Blutungsmodule über Fernbedienung (optional)
- + Anwendung des Tourniquets
- + Verbandstechniken
- + Intraossärer Zugang Schienbein
- + Intraossärer Zugang Oberarm
- + Intraossärer Zugang Brustbein
- + Thoraxentlastung nach Monaldi
- + Thoraxentlastung nach Bülow
- + Intravenöse Injektion

Functions:

- ▶ Austauschbare Augen mit normaler, verengter oder erweiterter Pupille
- ▶ Sprachausgabe über Lautsprecher im Kopf mittels Audiodateien oder über Mikrofonfunktion
- ▶ Atemwegsmanagement oro- und nasopharyngeal
- ▶ Wundöffnungen, IM-Punktionskissen und Blindabdeckungen
- ▶ Robust und unempfindlich gegen Wasser, Schmutz und anderen Umgebungsbedingungen
- ▶ Thoraxentlastung nach Monaldi
- ▶ Thoraxentlastung nach Bülow
- ▶ IV-Zugangsmöglichkeit
- ▶ I.O.-Zugang FAST
- ▶ I.O.-Zugang

-  helle Hautfarbe
Art. Nr. T3C
-  dunkle Hautfarbe
Art. Nr. T3CX

Care and Evacuation Manikin Combat Carl


Combat Carl wurde in enger Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und Spezialeinheiten entwickelt und bietet alle wichtigen Funktionen für das **TCCC- und TECC-Training**. Aufgrund seiner **Robustheit** und **Flexibilität in den Extremitäten** eignet sich Combat Carl ideal für die **professionelle Ausbildung** im **zivilen** und **militärischen** Bereich.

Die **medizinische Versorgung auf dem Schlachtfeld** stellt andere Herausforderungen als ein Unfall zu Hause. Von der Erstversorgung während eines Feuergefechts bis zum Transport in eine Behandlungseinrichtung riskieren Soldaten ihr Leben. Mit Combat Carl lässt sich das gesamte **MARCH-Protokoll** abbilden.

Auch wenn die militärisch-taktische Vorgehensweise je nach Bedrohungssituation im Kampf variieren kann, bleibt die Grundphilosophie der Versorgung von Verwundeten immer dieselbe. Combat Carl kann optional mit einem **Armamputationsstumpf**, einem **Beinamputationsstumpf** oder **realistischen Wundmoulagen** ausgestattet werden.



Amputationsstumpf
am rechten Bein
Art. Nr. T3C9




Einsatz mit
Stichwunde
Art. Nr. T3C3N

Einsatz mit
Schussaustritt
Art. Nr. T3C4N

Einsatz mit
Schusseintritt
Art. Nr. T3C5N

Einsatz mit
Blindstopfen
Art. Nr. T3C6N



Blutungsfunktion enthalten

Ersatzteile und Zubehör



Ersatzgesicht mit Atemwegen
Art. Nr. T3C1



Augen-Set für Combat Carl
Art. Nr. T3C8



Bluetooth-Lautsprecher für den Kopf
Art. Nr. T3C2



Einsatz „Thorax-Dekompression“, 10 Stück
Art. Nr. T3CAN



Einsatz „Thoraxdrainage“, 10 Stück
Art. Nr. T3CB



Einsatz „FAST1“, 10 Stück
Art. Nr. T3CC



Einsatz „EZ-10“, 10 Stück
Art. Nr. T3CDN



Einsatz „IV“, 10 Stück
Art. Nr. T3CE



Kunstblut, 2000 ml
Art. Nr. NW599

Basis Blutungssystem
Art. Nr. T3C7



Kleidung mit Klettverschlüssen
(muss während der Übung nicht
zerschnitten werden und ist daher
wiederverwendbar).
Art. Nr. T3C12



Transportkoffer
Art. Nr. PP100C



EXPERTS IN MEDICAL EDUCATION

Erler-Zimmer GmbH & Co. KG

Hauptstraße 27 · 77886 Lauf · Germany

T (+49) 7841 / 67191-0 · F (+49) 7841 / 67191-99

info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

Follow us!

