

Stop-the-bleeding leg trauma Tim



Fiche produit

Numéro d'article: 7840

Le simulateur de traumatisme à la jambe est un modèle d'entraînement réaliste des membres inférieurs conçu pour la formation au combat et aux soins médicaux d'urgence. S'étendant du milieu de la jambe à la cuisse, il présente une disposition anatomiquement précise des vaisseaux et des os et permet un entraînement réaliste au contrôle des hémorragies artérielles.

Le simulateur reproduit quatre types de blessures artérielles hémorragiques : des blessures par balle à l'entrée et à la sortie (artère fémorale), une coupure (artère tibia antérieure) et une blessure par arme blanche (artère tibia). Il permet l'application d'un garrot haut et serré et proximal conformément aux directives TCCC, ainsi que le comblement des plaies de sortie et des plaies par arme blanche. Un noyau interne simule la structure osseuse, tandis que le tissu en silicone durable permet une utilisation répétée dans des environnements d'entraînement exigeants.

Le contrôle manuel indépendant de chaque plaie permet de régler les scénarios d'hémorragie. La taille anatomiquement précise est basée sur l'anthropométrie de la jambe adulte et permet l'utilisation de garrots d'une largeur de 40 mm.

Contenu de la livraison: Simulateur, Support pour la jambe, Poche de sang, Connecteur pour ajouter la poche de sang au simulateur

Caractéristiques principales :

- + Dimensions : 53 × 17 × 17 cm
- + Quatre blessures artérielles fonctionnelles
- + Entraînement au garrot et au tamponnement des plaies



**EXPERTS
IN MEDICAL
EDUCATION**

Erler-Zimmer Medical GmbH

Hauptstraße 27 · 77886 Lauf · Germany

T +49 7841 / 67191-0 · F +49 7841 / 67191-99

info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

Follow us!

