

Kastrationssimulator für Pferde

Equine Castration Surgical Simulator



Merkblatt / Factsheet

Art. Nr. / Item No. 4810

Kastrationssimulator für Pferde

Der Kastrationssimulator für Pferde ist ein äußerst realistisches Trainingsmodell, das den gesamten chirurgischen Eingriff der geschlossenen Kastration von Pferden in einer sicheren, wiederholbaren und kontrollierten Umgebung vermittelt. Das Modell verfügt über flüssigkeitsgefüllte Silikonmodule für Hoden und Samenstrang, ein gewebeanaloges Gehäuse und ein schwerkraftgespeistes simuliertes Blutsystem zur Validierung der Hämostase. Veterinärmedizinstudenten, Techniker und Chirurgen können jeden Schritt – vom Hautschnitt über das Anlegen einer Ligatur bis hin zur Anwendung des Kastrators – üben und erhalten dabei sofortiges Feedback zur Operationstechnik. Das schnell einsetzbare Haltesystem ermöglicht einen schnellen Modulwechsel zwischen den Benutzern und ermöglicht so effizientes Training für große Gruppen.

Equine Castration Surgical Simulator

The Equine Castration Surgical Simulator is a highly realistic training model designed to teach and assess the complete surgical procedure of closed equine castration in a safe, repeatable, and controlled environment. The model features consumable fluid-filled silicone testicle and spermatic cord modules, a tissue-analogue housing, and a gravity-fed simulated blood system to validate hemostasis. Veterinary students, technicians, and surgeons can practice every step – from skin incision to ligature application and emasculator use – while receiving immediate feedback on surgical technique. The quick-deploy retention system allows for rapid module changes between users, enabling efficient training for large groups.

Erhältliche Ersatzteile:

Art. Nr.	Bezeichnung
VET4810A	Ersatzhodent, 1 Paar
VET4810B	Ersatzhaut

Available spare parts:

Item. no.	Description
VET4810A	Replacement testicles, 1 pair
VET4810B	Replacement skin




Lieferumfang:

1. Kastrationssimulator für Pferde
2. Blutbeutel
3. Stativ für Blutbeutel

List of components:

1. Castration simulator for horses
2. Blood collection bag
3. Stand for blood collection bag



EXPERTS IN MEDICAL EDUCATION

Erler-Zimmer Medical GmbH

Hauptstrasse 27 · 77886 Lauf · Germany

T +49 7841 / 67191-0 · F +49 07841 / 67191-99

info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

Follow us!

