

Beckenmodell zur Blutstillung Trauma Torsten



Factsheet

Art. Nr. 7910



Fortgeschrittenes Training zur Blutungskontrolle für TCCC, TECC und militärische Traumasimulation

Der Trainingssimulator für Becken- und beidseitige Amputationen „Traum Torsten“ wurde für die militärmedizinische Ausbildung, taktische Polizeieinsätze, den Rettungsdienst und Programme zur Versorgung von Kriegsverletzten konzipiert. Er ermöglicht es den Teilnehmern, wichtige Fähigkeiten zur Blutungskontrolle in einsatzbedingten Hochstresssituationen zu entwickeln und zu überprüfen.

Mit beidseitigen traumatischen Amputationen, mehreren unabhängig voneinander steuerbaren Blutungsstellen und anatomisch korrekten Wundhöhlen bietet der Trainer ein immersives praktisches Erlebnis, das die schnelle Beurteilung, fundierte klinische Entscheidungsfindung und effektive lebensrettende Maßnahmen fördert.

Der Simulator reagiert genau wie ein echter Verletzter. Beim Anlegen eines Tourniquets wird zuerst die Gewebsblutung gestillt, erst nach ausreichendem Festziehen des Tourniquets stoppt auch die arterielle Blutung, so dass die Teilnehmer sofort visuelles Feedback zur richtigen Technik erhalten und gleichzeitig die korrekten TCCC-Prinzipien zur Blutungskontrolle vertiefen können.

Entwickelt für hochintensives Training:

- Tactical Combat Casualty Care (TCCC)
- Taktische Notfallversorgung (TECC)
- Ausbildungsprogramme für Sanitäter im Kampfeinsatz
- „Combat Lifesaver“-Ausbildung
- Militärische medizinische Ausbildung
- Taktische Medizin für Strafverfolgungsbehörden
- Ausbildung im Rettungsdienst und in der zivilen Traumaversorgung
- Übungen für Massenunfälle (MASCAL)
- Szenariobasiertes Teamtraining und Überprüfung der Fähigkeiten

Der Trainer unterstützt das realistische Üben folgender Maßnahmen:

- Anlegen eines Tourniquets
- Behandlung von Blutungen an Verbindungsstellen
- Wundtamponade
- Direkte Drucktechniken
- Stabilisierung des Beckens mithilfe einer Beckenbandage
- Verletztenbeurteilung und Priorisierung der Behandlung

Produktmerkmale:

- + Anatomisch genaues Design
- + Modell für beidseitige traumatische Amputation
- + Mehrere unabhängig voneinander steuerbare Blutungssysteme
- + Realistische Wundhöhle
- + Funktionale Beckenverletzung für das Training mit Beckenschlinge
- + Physiologische Blutstillung beim Anlegen des Tourniquets
- + Kompatibel mit handelsüblichen Tourniquets und Standard-Wound-Packing Materialien
- + Robuste Konstruktion für den fortlaufenden Einsatz im Training und im Unterricht
- + Maße: 64 x 30 x 23 cm / Gewicht: 10,7 kg



Erler-Zimmer Medical GmbH

Hauptstraße 27 · 77886 Lauf · Germany
T +49 7841 / 67191-0 · F +49 7841 / 67191-99
info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

**EXPERTS
IN MEDICAL
EDUCATION**

