

Stop-the-bleeding leg trauma Tim



Der Trauma-Bein-Simulator ist ein realistisches Trainingsmodell für die unteren Extremitäten, das für die Ausbildung im Bereich Kampf- und Notfallmedizin entwickelt wurde. Es erstreckt sich vom mittleren Unterschenkel bis zum Oberschenkel, verfügt über anatomisch korrekte Gefäß- und Knochenplatzierungen und ermöglicht ein realistisches Training zur Kontrolle arterieller Blutungen.

Der Simulator reproduziert vier arterielle Blutungswunden – Eintritts- und Austrittswunden durch Schussverletzungen (Femoralarterie), eine Schnittwunde (vordere Tibialarterie) und eine Stichwunde (Tibialarterie). Er unterstützt die Anwendung von hohen und engen sowie proximalen Tourniquets gemäß den TCCC-Richtlinien sowie die Wundversorgung bei Austritts- und Stichwunden. Ein innerer Kern simuliert die Knochenstruktur, während strapazierfähiges Silikongewebe den wiederholten Einsatz in anspruchsvollen Trainingsumgebungen ermöglicht.

Eine unabhängige manuelle Ventilsteuerung für jede Wunde ermöglicht einstellbare Blutungsszenarien. Die anatomisch korrekte Größe basiert auf der Anthropometrie des Beins eines Erwachsenen und unterstützt Tourniquet-Breiten von 40 mm.

Lieferumfang: Simulator, Halterung für das Bein, Blutbeutel, Anschlussstück zum Anbringen des Blutbeutels am Simulator

Wichtige Spezifikationen:

- + Abmessungen: 53 × 17 × 17 cm
- + Vier funktionelle arterielle Blutungswunden
- + Training für Tourniquets und Wound packing



**EXPERTS
IN MEDICAL
EDUCATION**

Erler-Zimmer Medical GmbH

Hauptstraße 27 · 77886 Lauf · Germany

T +49 7841 / 67191-0 · F +49 7841 / 67191-99

info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

Follow us!

